

NEW CODE	OLD CODE	US CODE
09 107 5738	AA1602	08 130 5341

## Intended Uses

- To compensate for a disability by providing a sitting surface for a person taking a shower

## Care and Cleaning

The chair can be cleaned with warm water and mild detergent or household disinfectant.

## Cautions

- The chair is not to be used to support more than 152kg / 335lb. / 24st.
- Be sure the chair is securely in place before putting weight on it.
- Use of a slip-resistant bath mat is strongly recommended.
- Cover the seat with a towel to help reduce slipperiness.

Maximum user weight



## F CH Chaise de douche Comfort

09 107 5738 / AA1602 / 08 130 5341

Conservez ces instructions à titre de référence ultérieure.

### Indications

- Pour permettre aux personnes handicapées de prendre une douche en position assise

### Entretien et nettoyage

La chaise peut être nettoyée à l'eau tiède avec un détergent ou un désinfectant ménager doux.

### Mises en garde

- La chaise ne doit pas être utilisée pour des personnes pesant plus de 152 kg.
- Vérifiez que la chaise est bien stable avant de lui faire supporter une charge.
- Il est fortement conseillé d'utiliser un tapis de bain antidérapant.
- Recouvrez la chaise d'une serviette de toilette pour éviter de glisser.

## D CA A Bequemer Duschsitz

09 107 5738 / AA1602 / 08 130 5341

Bewaar deze instructies om later te kunnen raadplegen.

### Aangewezen gebruik

- Hulpmiddel voor personen met een handicap, waarmee wordt gezorgd dat ze zittend een douche kunnen nemen

### Onderhoud en reinigen

De stoel kan worden gereinigd met warm water en een mild reinigingsmiddel of een huishoudelijk desinfecterend middel.

### Voorzorgen

- De stoel is niet geschikt voor gebruik door personen met een gewicht hoger dan 152 kg.
- Controleer of de stoel stevig staat voordat er gewicht op wordt geplaatst.
- Gebruik van een antislip-badmat wordt ten zeerste aanbevolen.
- Leg een handdoek over de zitting om het oppervlak minder glad te maken.

## E Silla Comfort para ducha

09 107 5738 / AA1602 / 08 130 5341

Conserve estas instrucciones para futura referencia.

### Indicaciones de uso

- Ayuda a las personas incapacitadas proporcionando una superficie para sentarse cuando se toma una ducha

### Cuidado y limpieza

La silla se puede limpiar con agua caliente y un detergente suave o un desinfectante para el hogar.

### Precauciones

- La silla no se debe utilizar para soportar un peso superior a 152 kg.
- Asegurarse de que la silla esté bien firme en su sitio antes de poner ningún peso en ella.
- Se recomienda encarecidamente el uso de una esterilla de baño antideslizante.
- Cubrir el asiento con una toalla para evitar o reducir el deslizamiento.

Si prega di conservare queste istruzioni per poterle consultare in futuro.

**Finalità d'uso**

- Per offrire a una persona con difficoltà di movimento una superficie su cui sedersi quando fa la doccia

**Manutenzione e pulizia**

La sedia può essere pulita con acqua calda e detergente neutro o disinfettante per uso domestico.

**Avvertenze**

- Non usare la sedia per sostenere pesi superiori a 152kg.
- Prima di sedersi, accertarsi che la sedia sia in una posizione sicura.
- Si raccomanda di usare un tappetino da bagno antiscivolo.
- Per evitare che sia troppo scivoloso, coprire il sedile con un asciugamano.

Bewaar deze instructies om later te kunnen raadplegen.

**Aangewezen gebruik**

- Hulpmiddel voor personen met een handicap, waarmee wordt gezorgd dat ze zittend een douche kunnen nemen

**Onderhoud en reinigen**

De stoel kan worden gereinigd met warm water en een mild reinigingsmiddel of een huishoudelijk desinfecterend middel.

**Voorzorgen**

- De stoel is niet geschikt voor gebruik door personen met een gewicht hoger dan 152 kg.
- Controleer of de stoel stevig staat voordat er gewicht op wordt geplaatst.
- Gebruik van een antislip-badmat wordt ten zeerste aanbevolen.
- Leg een handdoek over de zitting om het oppervlak minder glad te maken.

この使用説明書は今後も参照できるように大切に保管してください。

**用途**

- シャワーを浴びる際に座席面を提供して体の不便さを補います。

**お手入れ方法**

イスは、ぬるま湯や中性洗剤、または家庭用殺菌剤で洗浄できます。

**注意**

- イスは**152kg**以上を支えることはできません。

- イスに体重をかける前に、イスがしっかりと置かれていることを確認してください。
- 滑り止めバスマットの使用をお勧めします。
- 滑りを防ぐため、座席面にタオルを掛けてください。

These user instructions are available in large print, please contact Performance Health Customer Services for a copy.  
Please retain these instructions for future reference.

**Manufactured for  
Performance Health International Ltd.**

Nunn Brook Road, Huthwaite,  
Sutton-in-Ashfield, Nottinghamshire,  
NG17 2HU, UK.

**UK:**

Tel: 03448 730 035

Fax: 03448 730 100

www.performancehealth.co.uk

**International:**

Tel: +44 1623 448 706

Fax: +44 1623 448 784

**Performance Health Supply, Inc.**

28100 Torch Parkway Suite 700,  
Warrenville, IL 60555-3938, USA.

Tel: 1-800-323-5547

Telefax: 1-800-547-4333

**Performance Health ANZ**

Unit 3, 3 Basalt Road,  
Pembury NSW, Australia 2145.

Tel: 1300 473 422

Fax: 1300 766 473

**Performance Health France**

Zone Industrielle de Montjoly,  
11 Avenue de l'Industrie - CS 40712  
08013 Charleville-Mézières Cedex, France.

Tel: 03 24 52 61 15

Fax: 03 24 52 90 34

**PERFORMANCE  
HEALTH®**